

¿ Cómo completar la solapa nutrición?

Para que funcione correctamente la solapa de Nutrición, es necesario seguir los siguientes pasos:

1. **Ingresar el peso** (medido o estimado) **y la talla** (medida o estimada) en la sección **evaluación nutricional**, indicando una fecha Desde y Hasta para la medición.

Si no dispone de distintos registros de peso y talla en la internación, la fecha de fin puede ser cualquiera previa al egreso del paciente.

Ejemplo para un paciente de 70 Kg

The screenshot shows the 'Evaluación Nutricional' section of the SATI-Q software. The patient's name is JUAN PEREZ, and his medical history number is 845790. He was admitted on 28/03/2014 at 15:45:00. His age is 58 years, and his sex is Male. The 'Tipo de Documento' is D.N.I. with number 2014001. The 'Soporte Nutricional' section is active, showing the start date of artificial feeding as 29/03/2014. The 'Indicaciones del Soporte Nutricional' section includes checkboxes for various conditions like ileo, fistula, vomiting, and contraindications for use of the digestive tube. The 'Eval. Nutricional' table is highlighted with a red box and contains the following data:

Desde	Hasta	Peso Medido	Peso Estimado	Talla (cm.)	Talla Est.	IMC	Harris Benedict
28/03/2014	/ /	70	0	170	0	24,22	1484,1

En base a estos parámetros se realiza el cálculo automático de **IMC y Harris Benedict.**

En base al peso registrado se calcularán en forma automática los aportes nutricionales en la sección **Alimentación Enteral** (Formulación de Nutrición Enteral)

+ SATI-Q v4.0.97 - [Ficha del Paciente]
+ Archivo Pacientes Fichas Opciones

Paciente: [] Tipo de Documento: [] Guardar Ficha []
HC: [] #Int: [] Ingreso: [] Edad: [] años Reingreso [] Sexo [] Cancelar []

Puntajes Adultos TISS - 28 Ingreso Prácticas Procedimientos Evolución
Estandares Calidad Microbacteriología Resultado Puntajes Pediátricos Laboratorios **Nutrición / CVC**

Alimentación Parenteral / CVC Finalización del Soporte **Alimentación Enteral**

Soporte Nutricional Escores / Calorimetría / Bioimpedancia

Sonda Enteral
Tuvo Sonda Enteral No Si N° Sondas []
Fecha Inicio: [] Tipo de Sonda []
Fecha Fin: [] Ubic. de la Sonda []
Ingreso con Sonda colocada: No Si Alta con Sonda colocada: No Si

Complicaciones:
 Salida accidental Mal posición respiratorio
 Obstrucción Otras lesiones decúbito
 Mal posición digestiva Desplazamiento
 Escaras Rotura

Fecha Inicio	Fecha Fin	Tipo Sonda	Ubicación Sonda	Cant.	Sal.Acc.	Obstruc.	M.P.D.	Es	
									Limpiar
									Grabar
									Eliminar

Formulación de Nutrición Enteral Fecha []/[]/[]

Infusión [] Producto [] Cant.: [] Aporte nitrogenado: [] gr.
Aporte proteico: [] gr. [] Gr./Kg./Día Aporte calórico indicado: [] KCal [] KCal/Kg/Día

Fecha	Infusión	Producto	Cant.	Aporte Calórico	KCal/Kg/Día	A	
							Limpiar
							Grabar
							Eliminar

Del mismo modo, se realizarán los cálculos si se utiliza **Nutrición parenteral**

Al registrar los valores de glucosa, lípidos y aminoácidos, se calculan automáticamente el aporte calórico, aporte nitrogenado y las proteínas

En la siguiente figura vemos los valores calculados para el paciente ejemplo en base al peso y la talla ingresados (70 kilos; 170 cm de talla)

The screenshot shows the 'Nutrición / CVC' section of a patient record. The patient is JUAN PEREZ, 58 years old, with an admission date of 28/03/2014. The 'Formulación de Nutrición Parenteral' section is highlighted with a red box and contains the following data:

Fecha	Glucosa	Lípidos	Proteínas (grs)	Proteínas (gr/kg/día)	Aporte Calórico	Aporte Cal (KCal/kg/día)
28/03/2014	300	35	70	1	1370	19,57

Other visible data includes: Aporte Calórico: 1370 KCal, Aporte nitrogenado: 11,2 gr, Aporte calórico total: 11,50 KCal. The interface also shows options for 'Bolsa/Frasco' (Bolsa Estándar) and 'Infusión' (Continua).

Ante cualquier duda o dificultad , puede consultarnos a través de nuestros medios de contacto

Mail satiq@hardineros.com

Formulario de contacto:

<http://www.hardineros.com.ar/satiq/site/contact>

Los invitamos a seguirnos en las redes sociales para estar al tanto de las novedades

 www.facebook.com/satiq.net/

 [@satiqgroup](https://twitter.com/satiqgroup)

 SATI-Q

